

Plum Augenspülflasche 0,9 % Natriumchloridlösung, 500 ml



Marke: PLUM

PRODUKTBESCHREIBUNG für Plum Augenspülflasche 0,9 % Natriumchloridlösung, 500 ml

Augenspülflasche mit 0,9 % steriler Natriumchloridlösung zum Ausspülen von Fremdkörpern wie z.B. Staub, Schmutz, Splitter u. ä. aus dem Auge • entspricht dem natürlichen Salzgehalt des Auges • für die Einzelanwendung oder für die Augenspülstationen KO-112 oder KO-113 • mit Staubkappe • einfache Handhabung • die ergonomischen Augenschalen sorgen für einen effektiven Flüssigkeitsstrom • benutzerfreundliches Design, durch das sich die Flaschen mit einem einzigen Handgriff rasch und leicht öffnen lassen • die Flaschen sind CE-gekennzeichnet und ungeöffnet 3 Jahre haltbar. Die Flaschen sind nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Bei Wiederverwendung besteht ein Infektionsrisiko.

INHALT: 500 ml

SPÜLZEIT: ca. 5 min

NORM

zertifiziert nach:

EN 15154-4

ANWENDUNG: Die Augenschale drehen, bis die Versiegelung bricht, den Kopf zurücklehnen und spülen.

	ART.-NR.
	KO-100